

## UNIERUCHOMIENIE GŁOWY SPEEDBLOCKS



Symbol produktu LS-100018

### Właściwości i cechy produktu

Opis

1. prosty, czteroetapowy sposób założenia dzięki poruszającym się wielokierunkowo specjalnie zaprojektowanym "klockom"
2. możliwość dobrego dopasowania bez względu na rodzaj obrażeń
3. łatwy dostęp do uszu pacjenta
4. niezawodny mechanizm unieruchamiający z szybko zwalnianą blokadą zapewniający pewną i wygodną wieloosiową regulację nawet w wodzie i piasku
5. wymienne pianki i paski zapewniają 100% pewność czystości i bezpieczeństwa pacjenta
6. uniwersalna podstawa z wymienną podkładką pod głowę jest łatwa w czyszczeniu - brak rzepów
7. skuteczność odkażania zestawu wynosi powyżej 99%
8. opatentowana mechaniczna blokada "klocków" daje pewną i skuteczną stabilizację nawet w deszczu i w wodzie
9. unikalna konstrukcja umożliwia użycie SpeedBlocks już przy pacjentach powyżej 2 roku życia
10. niska waga - każdy z klocków waży tylko 150g
11. klocki wykonane są z trwałego i niepochlaniającego tworzywa
12. przepuszczalne dla promieni rentgenowskich, może być używane w czasie diagnostyki tomografem komputerowym lub rezonansem magnetycznym
13. nie zawiera lateksu